

BLAUPUNKT



BP X1000

מדריך למשתמש

אקדח עיסוי

Enjoy it.

מפרט טכני



- מנוע עוצמתי חשמלי (brushless) הפועל בטכנולוגיית פעולה שקטה
- לחץ שחרור סוללה
- סוללת ליתיום-יון נטענת (מעל לשעתיים שימוש בכל טעינה)

- הגדרות מהירות ללחץ מיטבי
- אלחוטי וקל משקל *כולל מטען AC לקיר
- מתג הפעלה / כיבוי
- ראשים מתחלפים (X6)

תדר רטט: רמה 1 – 30Hz, רמה 2 – 40Hz, רמה 3 – 53Hz

משקל: 1.1 ק"ג

טעינה: 110-240V 50/60Hz – 0.5A – 26VDC-1A

טעינה

- יש לטעון את הסוללה במשך שש שעות לפני השימוש הראשון כשהיא מחוברת למכשיר או מנותקת ממנו.
- כדי לטעון, חברו את כבל ה-DC למתאם 24V או לשקע הטעינה של הסוללה, וכן לשקע בקיר.
- נורית ה-LED שעל הסוללה מהבהבת כדי להורות על רמת המתח בסוללה או על כך שהטעינה פעילה.
- כאשר הסוללה מחוברת למכשיר, נוריות ה-LED שעל המכשיר מהבהבות כדי להורות על רמת המתח בסוללה או על כך שהסוללה בטעינה.
- כאשר הסוללה טעונה במלואה כל הנוריות מפסיקות להבהב ומאירות באור רציף.
- ניתן לטעון את הסוללה בכל זמן ובכל רמת מתח בסוללה.
- לא מומלץ לרוקן את הסוללה לחלוטין ולהגיע למצב שהנורית האדומה תאיר.
- זמן הפעולה הממוצע הוא כשעתיים בהתאם למהירות וללחץ שמופעל במהלך השימוש.

הפעלה

- ישרו וחברו את הסוללה לבסיס המכשיר – ודאו שהסוללה נעולה במקומה.
- הפעילו את המכשיר באמצעות העברת מתג ההפעלה בתחתית הסוללה למצב ON (פועל). כבו את המכשיר באמצעות העברת מתג ההפעלה בתחתית הסוללה למצב OFF (כבוי).
- כאשר המתג נמצא במצב ON (פועל), לחצו על לחצן ההפעלה פעם אחת כדי להפעיל את המכשיר ברמה אחת, פעמיים כדי להפעיל את המכשיר ברמה שתיים, ושלוש פעמים כדי להפעיל את המכשיר ברמה שלוש. לחיצה חוזרת על לחצן ההפעלה תכבה את המכשיר. נוריות ה-LED הכחולות מראות את רמת המתח המתאימה.
- כאשר המכשיר כבוי, הכניסו את הראש בלחיצה שלו פנימה. הסירו אותו במשיכה החוצה.
- עסו את האיבר הרצוי בגוף, במהירות הרצויה ובלחץ המתאים.
- כדי להוציא את הסוללה, לחצו קלות על לחצן שחרור הסוללה באצבעכם. משכו למטה את הסוללה כאשר הידית מוחזקת ביד השנייה.

תחזוקה, ניקוי ואחסון

- השתמשו במטלית לחה כדי לנקות את המכשיר ויבשו במטלית רכה.
- לצרכי אחסון או נסיעה, הוציאו את הסוללה ושמרו את המכשיר באריזה שלו.

אזהרות

- אין לטבול את המכשיר במים. יש להרחיק מנוזלים או ממקורות חום. יש לשמור על פתחי האוורור נקיים מאבק או שבבים.
- אין להוציא ברגים ואין לנסות לפרק את המכשיר.
- אין להפעיל את המכשיר באופן מתמשך למשך יותר משעה. יש לכבות את המכשיר

- למשך 30 דקות לפני שימוש פעם נוספת.
- יש לנתק את המטען מהסוללה לאחר הטעינה או לפני השימוש.
- מיועד לשימוש על ידי מבוגרים בלבד. אין להשתמש כאשר פצועים. יש להיוועץ ברופא לפני השימוש במוצר.

הוראות בטיחות

סכנה: כדי להפחית מסכנת ההתחשמלות, השריפה והפגיעה האישי, יש להשתמש במוצר בהתאם להוראות הבאות:

- המוצר מיועד לשימוש על ידי מבוגרים בלבד.
- השתמשו רק באזורים נקיים ויבשים בגוף, מעל בגדים, באמצעות הפעלת לחץ קל ותזוזה על הגוף למשך כ-60 שניות לכל אזור.
- השתמשו באקדח העיסוי רק על הרקמות הרכות של הגוף, כרצונכם, מבלי לגרום לכאב או לאי נוחות. אל תשתמשו באקדח כדי לעסות את הראש או כל אזור גרמי אחר של הגוף.
- השתמשו רק בראשי העיסוי שמעניקים את התוצאה הטובה ביותר.
- ייתכנו חבלות בלי קשר להגדרת השליטה או ללחץ שהופעל. בדקו את האזורים לעיתים קרובות, והפסיקו מיד את השימוש עם הופעתו של הסימון הראשון של הכאב או חוסר הנוחות.
- הרחיקו אצבעות, שיער ואת כל איברי הגוף האחרים מהידית ומהצד האחורי של המכשיר מחשש להיציבטות.
- אל תניחו עצמים על גבי פתחי האוורור של אקדח העיסוי.
- אל תטבלו את אקדח העיסוי במים ואל תניחו למים לחדור לפתחי האוורור של אקדח העיסוי.
- אל תפילו את אקדח העיסוי ואל תשתמשו בו בניגוד להוראות.

- טענו את אקדח העיסוי רק עם המטען 26VDC הכלול באריזה.
- בדקו את המכשיר ואת הסוללה לפני כל שימוש.
- אל תחבלו ואל תשנו את אקדח העיסוי בכל דרך שהיא.
- לעולם אל תשאירו את אקדח העיסוי ללא השגחה כשהוא פועל או נטען.

אל תשתמשו באקדח העיסוי או בכל מכשיר רטט מבלי להשיג אישור מהרופא שלכם אם אתם סובלים מאחד המצבים הבאים:

הריון, סכרת עם סיבוכים כמו נזירופתיה או נזק לרשתית, שימוש בקוצבי לב, ניתוח, אפילפסיה או מיגרנות, פריצת דיסק, כאבים בגב התחתון, בעיות גב, מפרקים מלאכותיים, פינים או פלטות מתכתיות או כל נושא אחר המשפיע על בריאותכם הפיזית. אנשים חלשים וילדים ילון על ידי מבוגר כאשר הם משתמשים בכל מכשיר רטט שהוא. התוויות הנגד האלה, אין משמען שאינכם מסוגלים להשתמש במכשיר רטט או אימון, אך אנו ממליצים שתיוועצו ברופא.

נערך מחקר כדי לקבוע את השפעות הרטט על מחלות ספציפיות. המחקר הזה ככל הנראה יקצר את רשימת התוויות הנגד המוצגת מעלה. ניסיון מעשי הראה ששילוב של תרגילי רטט בתוכנית טיפול מומלץ בכמה מקרים. יש לעשות זאת בהיוועצות ובליווי רופא, מומחה או פיזיותרפיסט.

אחריות

אם בתוך שנה מיום הרכישה, המוצר מתקלקל בשל פגם בחומר או בעבודה, החברה תתקן את המוצר, או את הרכיבים הנדרשים. אחריות זו אינה כוללת:

1. נזק שנגרם כתוצאה מתאונה, שימוש לא נכון, טיפול לא נכון או העברה לא נכונה.
2. מכשיר שעבר תיקון אצל גורם לא מוסמך.

3. מכשירים שלא שימשו בהתאם להוראות.
 4. נזק שעולה על עלות המוצר.
 5. הידרדרות מצבו של המוצר שנשלח שנגרמה מאחסון לא נכון ו/או תנאי שמירה לא נאותים אצל הלקוח.
 6. כשל לספק הוכחה לגבי תאריך הרכישה.
- יש מדינות שאינן מאפשרות מגבלה של נזקים, ולכן המגבלה האמורה לעיל אינה תקפה לגבי המשתמשים הגרים במדינות אלה.
- אחריות זו מעניקה זכויות חוקיות מסוימות, אך זכויות אחרות עשויות להשתנות ממדינה למדינה. שירות האחריות זמין דרך מדיניות התפעול והמפיצים הבין לאומיים.

שימו לב:

- יש לוודא כי מתח ההזנה (מתח הרשת) מתאים למתח ההפעלה המצוין על הספק
- אין לגעת בספק הכוח בידיים רטובות / אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או התזה
- אין לפתוח את מכסה הספק בכל מקרה. סכנת מתח גבוה!
- הרחק את הספק מטמפרטורות גבוהות
- אין לחשוף את הספק לחום גבוה כגון שמש, אש וכיו"ב
- יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש
- הספק מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד ולא לשימוש חיצוני (סביבה לחה)
- במקרה של התחממות יתר של ספק הכוח, יש לנתקו ממתח ההזנה ולפנות למעבדת שירות

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
 טלפון _____ כתובת _____
 פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____
 מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
 מספר חשבונית _____ חותמת וחתימת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינתו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל צורך להחליף את המוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשוק שהסמך על ידנו כמשוק מורשה. בהיבדד קודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהמחנה בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ואו החלפת המוצר, יימסר לבעל אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ואו מהות החלפתו. אנו ניהר רשאים לדרוש תמונה בעד התיקון. במידה הלקוח/מספק אישר אינו מועד לאחיות);

זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה מזניחת סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאחיות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לבעל.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371
 ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 075: 08-9418223
 דואר אלקטרוני info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחיות גם באתר או il.bconnect.co
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
ביל"ו סנטר	מרכז ביל"ו IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית לביקונקט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	א יר סלולר	מתחם בני חיל הנוסה 1	08-6990184	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטרוניק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוסטופן חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אנשנות תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
סבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרית, התחשו 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	אילפון	כ"ח 2, מרכז כלל	02-5380629	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטרוניק	72 וויצמן	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	י.ש תקשורת	קניון נהריה, ארית 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטרוניק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קריית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטרוניק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רענה	סימפון סלולר	קלאונר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	360	קניון צמרת G, ניסים אלני 10	03-9202399	תחנת איסוף